



**结构及组成**

该产品由单层丙纶纤维(无涂覆或浸染其他成分)的弹性材料组成,以卷状提供。采用环氧乙烷灭菌,为一次性使用,无菌提供。有效期三年。

产品名称	型号、规格 (单位: cm)
无菌自粘弹力绷带	II型: 2×100、2.5×100、3×100、3.5×100、4×100、4.5×100、5×100、2×200、
	2.5×200、3×200、3.5×200、4×200、4.5×200、5×200、5.5×200、6×200、
	6.5×200、7×200、7.5×200、8×200、8.5×200、9×200、9.5×200、
	10×200、11×200、12×200、13×200、14×200、15×200、3×300、
	3.5×300、4×300、4.5×300、5×300、5.5×300、6×300、6.5×300、
	7×300、7.5×300、8×300、8.5×300、9×300、9.5×300、10×300、
	11×300、12×300、13×300、14×300、15×300、3×350、3.5×350、
	4×350、4.5×350、5×350、5.5×350、6×350、6.5×350、7×350、
	7.5×350、8×350、8.5×350、9×350、9.5×350、10×350、11×350、
	12×350、13×350、14×350、15×350、3×400、3.5×400、4×400、
	4.5×400、5×400、5.5×400、6×400、6.5×400、7×400、7.5×400、
	8×400、8.5×400、9×400、9.5×400、10×400、11×400、12×400、
	13×400、14×400、15×400、3×450、3.5×450、4×450、4.5×450、
	5×450、5.5×450、6×450、6.5×450、7×450、7.5×450、8×450、
	8.5×450、9×450、9.5×450、10×450、11×450、12×450、13×450、
	14×450、15×450、10×600

北京宏蕴生物技术有限公司  
BEIJING HONGYUN BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

【全国总经销】北京金桂英健生物医用材料有限公司  
【地 址】北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路69号院36号楼5层501室  
【电 话】010-65802726 010-89282043  
【注册人】北京宏蕴生物技术有限公司  
【注册人住所】北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院1号楼四层B402室  
【注册人联系方式】010-60271310  
【受托生产企业/售后服务单位】北京金桂英健生物医用材料有限公司  
【生产许可证编号】京药监械生产许20250004号  
【生产地址】北京市大兴区庆丰西路69号院36号楼5层501室(委托生产)  
【售后电话】010-65802726 010-89282043



注册证编号:京械注准20232140074

# 无菌自粘弹力绷带

STERILE SELF-ADHESIVE ELASTIC BANDAGE

•方便 •舒适 •透气

产品六大优势更安全更方便


柔软服帖  
操作简便  
安全可靠

舒适透气  
弹性适中  
自粘可撕

北京宏蕴生物技术有限公司  
BEIJING HONGYUN BIOTECHNOLOGY CO., LTD.



## 产品优势 >>>



## 案例 >>>



骨 科



手外科



烧伤科




急诊科

## 临床应用范围 >>>

应用范围	适用场景	适用科室
外固定包扎	包扎固定 伤口护理	创面包扎及外固定 输液留置针固定 作为二级敷料包扎固定等
	运动伤 辅助治疗	挫伤、扭伤、拉伤、撕裂伤等
压力治疗	加压包扎止血 增生性瘢痕的防治 下肢静脉曲张的预防 静脉血栓的预防 淋巴水肿的控制 头部/胸部/腹部术后加压包扎等	骨科 手足外科 伤口门诊 普外科 .....  急诊 烧伤整形科 周围血管科 乳腺外科 神经外科 .....

## 使用方法 >>>



## 无菌自粘弹力绷带 >>>



### 其他弹力绷带

与其他弹力绷带相比，操作更简单，不会产生压力性损伤。

